



VORTEX®

La chambre d'inhalation antistatique



Masques ludiques pour les enfants : Marie la coccinelle et Félix la grenouille



La chambre métallique antistatique favorise un dosage fiable



L'embout buccal transparent permet de contrôler visuellement la diffusion du médicament

À chaque âge, son équipement



VORTEX®
à partir de 4 ans
N° réf. : 051G1000
Code ACL 3401043304501

VORTEX® avec masque pour bébés Coccinelle
0-2 ans
N° réf. : 051G2020
Code ACL 3401099592532

VORTEX® avec masque pour enfants Grenouille
à partir de 2 ans
N° réf. : 051G2040
Code ACL 3401099592303

VORTEX® avec masque pour adultes
N° réf. : 051G1060
Code ACL 3401043304211

Accessoires



Masque pour bébés Coccinelle VORTEX®
0-2 ans
N° réf. : 041G0712
Code ACL 3401099592761



Masque pour enfants Grenouille VORTEX®
à partir de 2 ans
N° réf. : 041G0713
Code ACL 3401099592471



Embout buccal VORTEX®
N° réf. : 051B0100



Bague de raccordement VORTEX®
N° réf. : 051E5004

© PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation 051D0064 11/2012



PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3 · 82319 Starnberg
Téléphone +49 (0) 8151 279-0
Fax +49 (0) 8151 279-101

PARI sur Internet :
E-Mail: info@pari.de
www.pari.de

VORTEX®



Enclencher, inspirer, expirer

Conseils d'utilisation et d'hygiène

Spécialistes de l'inhalation efficace **PARI**



Spécialistes de l'inhalation efficace **PARI**



Conseils de maniement

Préparation de l'aérosol-doseur ou spray

- 1** Retirez le bouchon de l'aérosol-doseur. Secouez vigoureusement l'aérosol-doseur.



- 2** Placez ensuite l'embout buccal de l'aérosol-doseur dans la bague de raccordement bleue du VORTEX®.



- 3** Saisissez l'embout buccal du VORTEX® entre les dents et serrez les lèvres.



- 4** Appuyez une fois avec votre pouce sur l'aérosol-doseur pour déclencher une pulvérisation.



- 5** Inspirez profondément et lentement. Retenez brièvement votre respiration, puis expirez dans l'embout buccal. Si le médecin traitant a prescrit au moins deux pulvérisations par application, répétez les étapes 4 et 5.



Les enfants âgés de moins de 18 mois doivent inhaler profondément 4 à 6 fois, les enfants de plus de 18 mois 2 à 4 fois.

Conseils d'hygiène

Démontage du VORTEX®

- 1** Retirez la bague de raccordement et le masque le cas échéant.



Nettoyage

- 2** Nettoyez soigneusement toutes les parties à l'eau chaude du robinet en y ajoutant un peu de produit vaisselle.



- 3** Rincez ensuite soigneusement toutes les pièces avec de l'eau propre.



Guide abrégé d'orientation.

Pour plus de détails, consultez et observez la notice d'utilisation.

Désinfection

- 4** Le VORTEX® (y compris le masque) peut être désinfecté au vaporisateur.



- 5** Alternative possible : eau bouillante. Immergez toutes les pièces pendant au moins 15 minutes dans l'eau bouillante. Veillez à ce que le VORTEX® et le masque soient complètement recouverts d'eau.



Séchage

- 6** Laissez sécher le VORTEX® à température ambiante. En raison de ses caractéristiques antistatiques, vous pouvez sécher le VORTEX® avec un torchon à vaisselle propre.



Conservation

- 7** Rassemblez toutes les pièces du VORTEX® et conservez-les dans un lieu sec, exempt de poussière et sûr.

