

## Comment Recevoir un Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice dès Aujourd'hui !

- 1) Demandez à votre médecin de vous prescrire un Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice en précisant le nom de la marque et en indiquant « Ne peut être substitué ».
- 2) Renseignez-vous auprès de votre fournisseur local d'équipement médical durable sur la disponibilité du Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice dans votre région. Les fournisseurs d'équipement médical durable ne proposent pas tous le dispositif LifeChoice.
- 3) Vérifiez la liste des Fournisseurs Préférés par État (Preferred Providers by State) sur le site Internet à l'adresse [www.pulmomed.fr](http://www.pulmomed.fr)
- 4) Appelez-nous immédiatement au **01 56 83 85 00**; un représentant du Service Clientèle vous informera sur la disponibilité du Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice dans votre région.

### SPÉCIFICATIONS DE LIFECHOICE® :

Concentration en Oxygène :	90 % (+/- 3 %)
Alarme Détecteur de Concentration en Oxygène :	85 % ou Moins
Réglage des Impulsions du Débit :	1, 2 et 3 L/min (Équivalent au Débit Continu)
Mode de Fonctionnement :	Fixe / Portable
Poids :	2,2 kg (4,9 livres)
Dimensions :	Hauteur – 24 cm (9,5 po), Largeur – 19 cm (7,5 po) au point le plus large, Profondeur – 7,9 cm (3,125 po)
Alimentation :	CA 100 à 240 VCA, cycles 50 à 60 Hz, CC 12 à 19 VCC ou Batterie 12 à 16,8 VCC
Durée Approximative de la Batterie Interne :	2 Heures
Temps Approximatif de Recharge de la Batterie :	Environ 4 Heures (ou les deux batteries à la fois pendant environ 6 heures)
Durée Approximative de la Batterie d'Appoint :	3 Heures
Temps Approximatif de Recharge de la Batterie d'Appoint :	Environ 6 Heures (ou les deux batteries à la fois pendant environ 6 heures)
Temps de Mise en route :	2 Minutes avec un Voyant
Niveau Sonore :	Moins De 50 Décibels
Plage de Température Opérationnelle :	5 °C (41 °F) à 40 °C (104 °F)
Plage d'Humidité Opérationnelle :	0 % à 95 %, Sans condensation
Altitude Maximale Opérationnelle :	3 km (10 000 pieds)
Plage de Température de Stockage :	-20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)
Plage d'Humidité de Stockage :	0 % à 95 %, Sans condensation
Garantie :	Limitée à 36 mois voir <a href="http://LifeChoiceOxygen.com">LifeChoiceOxygen.com</a>

**LifeChoice®**  
Concentrateur d'Oxygène Portable  
Prenez l'air !

[www.LifeChoiceOxygen.com](http://www.LifeChoiceOxygen.com) | 1 800 220 0977

Inova Labs Inc. | 3500 Comsouth Drive, Suite 100  
Austin, Texas 78744 | Siège Social 512 617 1700

Importateur : PulmoMed SARL  
ZA du Petit Nanterre  
11 avenue de l'île Saint-Martin  
92737 Nanterre Cedex  
Tél : +33 (0)1 56 83 85 00  
Fax : +33 (0)1 56 83 85 09  
e-mail : [clients@pulmomed.fr](mailto:clients@pulmomed.fr)  
Internet : [www.pulmomed.fr](http://www.pulmomed.fr)



XYC386 Rév. B Sept. 2011

**LifeChoice®**  
Concentrateur d'Oxygène Portable  
Prenez l'air !



Restez Actif

[www.LifeChoiceOxygen.com](http://www.LifeChoiceOxygen.com)  
1 800 220 0977

# Dormez Bien

Le Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice est l'Oxygénothérapie Idéale pour les Patients Actifs



## JOURNÉE

L'application Mode Active (actif) fournit

le plus d'oxygène disponible par kilogramme dans un dispositif portable, apportant une liberté et mobilité véritable.



## NUIT

L'application Sleep Mode (sommeil)

détecte les changements de cycles respiratoires au repos et fournit l'oxygène à la demande tout au long de la nuit, n'importe où et n'importe quand !





# Restez Actif

## Le Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice Vous Aidera à Rester Actif

Profitez d'une Liberté et Mobilité véritables. Le **Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice** pèse 2,2 kg et ne nécessite pas de chariot, ni de recharge ou d'appels de maintenance mensuels auprès du fournisseur. Il offre une autonomie de batterie de 5 heures et est équipé d'une **Mallette Modulable** convertible en sac à dos, sac en bandoulière, sac à poignée ou ceinture.

Vous pouvez à présent **jardiner, pêcher, marcher, voyager, visiter, rendre visite, faire les magasins ou simplement jouer** ; le Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice redonne une véritable mobilité aux patients nécessitant une dose d'oxygène équivalent à 1, 2 ou 3 L/min.



## À Poids Égal, le Plus d'Oxygène Disponible dans un Concentrateur d'Oxygène Portable

Le Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice produisant le plus d'oxygène disponible par kilogramme dans un dispositif portable vous permet d'être plus actif et de bien dormir. Sa technologie unique détecte les différences de cycles respiratoires pendant l'activité et le sommeil tout en fournissant de l'oxygène par **Onde de Pression** pour optimiser l'absorption et minimiser les pertes. Le Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice ne se distingue pas seulement par sa légèreté et sa facilité d'utilisation ; il est également polyvalent et efficace.

## Le Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice est Remboursé par l'Assurance Santé et Facile à Utiliser

Le Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice est remboursé par la plupart des régimes d'assurance et par l'assurance santé. L'utilisation du système est très simple : il suffit d'appuyer sur le bouton pour allumer le dispositif et de sélectionner une dose d'oxygène L/min équivalente. Le système est alimenté par des batteries interne et externe de 5 heures d'autonomie avec un adaptateur/chargeur CA/CC pour une utilisation régulière. Le système permettant de le transporter nécessite une charge de 6 heures maximum.

Le LifeChoice Mobility Package inclut les éléments suivants :

- Un Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice
- Une Batterie Interne de 2 Heures
- Une Batterie Externe de 3 Heures
- Une Mallette Modulable (Sac à Dos, Sac en Bandoulière, Ceinture, Sac à poignée)
- Un Sac à Accessoires
- Un Adaptateur/Chargeur CA/CC
- Une Canule Nasale de 2 mètres
- Une garantie limitée standard de trois ans pour le système, une garantie d'un an pour tous les accessoires, les batteries et le lit de tamis.

Il se peut que certains fournisseurs d'équipement médical durable proposent uniquement un Standard Package qui n'inclut pas la batterie externe. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur local d'équipement médical durable concernant les conditions des packages proposés.

## Les Patients Confirment que le Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice a Changé Leur Vie !

« Ce concentrateur d'oxygène de nouvelle génération aura, grâce à sa technologie unique et son transport facile, de profondes répercussions sur la **qualité de vie** des patients concernés et devrait améliorer leur longévité ».

— Dr. Robert Emerson,  
Chef du Service de Pneumologie,  
Austin Diagnostic Clinic (Clinique de diagnostic d'Austin) à  
Austin, Texas

« Sa vie a radicalement changé. Il peut marcher tout en portant son oxygène. **Il a retrouvé le sourire** ».

— Sandie K.,  
Dallas, Texas



# Dormez Bien

## Dormez Bien n'Importe Où et n'Importe Quand

Le Concentrateur d'Oxygène Portable LifeChoice est homologué pour une utilisation **24 h/24 et 7 j/7**. Il s'agit du seul dispositif avec un mode Sleep Mode (sommeil) qui détecte les changements de cycles respiratoires au repos pour fournir l'oxygène tout au long de la nuit. Il permet de voyager facilement en avion depuis son **homologation par la FAA** (Administration de l'aviation civile aux États-Unis) pour les vols domestiques et internationaux.

