

Lunettes Confort Plus™

Adulte
Pédiatrique
Nourrisson



Référence	Désignation	Débit Max	Qté p/carton
Lunettes Soft Tip Confort Plus pour adulte			
137	Bas débit, tubulure 2,1 m	3 L/mn	50
194	Débit normal, tubulure 1,2 m	6-8 L/mn	50
197	Débit normal, tubulure 2,1m	6-8 L/mn	50
553	Avec coussinets EarMates tubulure 1,2m	6-8 L/mn	25
554	Haut débit, tubulure 1,2m	12 L/mn	25
556	Avec tubulure extra souple Confort Plus, 2,1m ..	6-8 L/mn	50
507	Double lumière (p/valves à la demande) 2,1m...	6-8 L/mn	25
101	Avec masque nasal non-invasif Bi-Flo, 2,1m	8 L/min.	25
190	Sans tubulure (à brancher sur longues tubulures)	6-8 L/mn.	50

Lunettes Soft Tip Confort Plus pour enfant

187	Avec tubulure 2,1m	6-8 L/mn	50
106	Avec masque nasal non-invasif Bi-Flo "Petit Chat" ..	6 L/mn	25

Lunettes Soft Tip Confort Plus pour nourrisson

0177	Avec tubulure 2,1m	6 L/mn	50
------	--------------------------	--------	----

Avec le bien-être du patient et le confort maximal pour objectif, la gamme de lunettes Confort Plus est transparente, d'un poids léger pour assurer une meilleure tolérance durant les utilisations à long terme. Ces lunettes contournent les oreilles, sont facilement réglables, fournissent en même temps un positionnement sûr et confortable avec une liberté maximale de mouvement. Les embouts nasals courbés augmentent et avantagent l'alignement naturel de la lunette sur le visage du patient, éliminant le volet irritant imposé par les modèles classiques. La gamme Confort Plus offre un tuyau "six canaux" pour assurer un flux ininterrompu d'oxygène au patient.

Confort Plus™ et EarMates™ sont des marques enregistrées de Westmed Inc.



Les EarMates™ sont des coussinets en mousse éliminant les irritations dues à la friction.



Westmed



Importateur pour la France :

PulmoMed SARL
ZA du Petit Nanterre
11 avenue de l'Île Saint-Martin
92737 Nanterre Cedex
Tél : +33 (0)1 56 83 85 00
Fax : +33 (0)1 56 83 85 09

www.pulmomed.fr

Une alternative sûre et simple pour les patients en oxygénothérapie

BiFlo™ & PediFlo™ Avantages & Caractéristiques

- Le masque nasal BiFlo est un dispositif simple et confortable. Conçu comme une alternative pour les patients en oxygénothérapie qui ne tolèrent pas les lunettes, ou pour ceux ayant des nécroses.
- Les valeurs de PaO₂ et de FIO₂ sont comparables avec celles obtenues par l'administration d'oxygène avec des lunettes conventionnelles jusqu'à 2 L/mn
- Le BiFlo fournit un flux doux d'oxygène. À la différence de lunettes nasales, aucun élément n'est en contact avec la muqueuse nasale.
- Le masque "Petit Chat" PediFlo diminue la crainte généralement rencontrée par les plus jeunes patients.
- Produit sans latex.

Masque nasal PediFlo
Pédiatrique "Petit Chat"



Masque nasal BiFlo adulte

Référence	Désignation	Débit Max	Qté p/carton
Masques nasals BiFlo™			
101	Masque adulte non-invasif avec tubulure 2,1 m.	2 L/mn	25
106	Masque pédiatrique non-invasif avec tubulure 2,1 m.	2 L/mn	25

