

# MucoClear® 6%

Solution Saline Hypertonique (NaCl 6%)  
Solution à nébuliser pour la mobilisation  
des sécrétions bronchiques

Compatible avec les nébuliseurs  
PARI et eFlow®rapid.

- **Stérile** - disponible en unidoses de 4 ml  
prêtes à l'emploi<sup>1</sup>
- **Confortable** - facile à utiliser lors des  
déplacements
- **Sûr et efficace** - dosage optimal  
déterminé par études cliniques<sup>2,3,4</sup>

## Effets démontrés par plusieurs études cliniques<sup>2-6</sup>


- Diminution du nombre des exacerbations
- Amélioration de la fonction pulmonaire
- Augmentation de la clairance mucociliaire

## Données in-vitro\* MucoClear® 6% avec eFlow®rapid<sup>7</sup>

Durée de nébulisation	3,6 ± 0,7 min/4ml
MMD (Median Mass Diameter)	4,2 ± 0,2 µm
DD (Dose Délivrée)	38,9 ± 5,7%
RF (Fraction Respirable) <5µm	64,3 ± 2,6%

\* Valeurs moyennes ± écart type

MucoClear® 6% est non remboursé par la Sécurité Sociale



Dispositif médical classe I, stérile

20 x 4 ml  
MucoClear® 6%  
N° article 077G3000

60 x 4 ml  
MucoClear® 6%  
N° article 077G3001

## Bibliographie :

- <sup>(1)</sup> Reimann H., Pharmazeutische Zeitung, 2006 (27)
- <sup>(2)</sup> Eng P.A. et al. *Pediatr Pulmonol.* 1996; 21(2):77
- <sup>(3)</sup> Ballmann M., von der Hardt H.. *Journal of Cystic Fibrosis.* 2002; 1(1):35
- <sup>(4)</sup> Elkins, M. R. et al. *Pediatric Pulmonology.* 2006 (supplement 29):292
- <sup>(5)</sup> Elkins, M. R. et al. *N Engl J Med.* 2006; 354(3):229
- <sup>(6)</sup> Donaldson S. H., et al. *N Engl J Med.* 2006; 354(3):241
- <sup>(7)</sup> Bitterle, E. et al. 10. Dt. CF Kongress Würzburg 2007



Distribué par :  
**PulmoMed SARL**  
Z.A. du Petit Nanterre  
11 avenue de l'île Saint-Martin  
92737 Nanterre Cedex  
Tel. +33 (0)1 56 83 85 00 – Fax : +33  
(0)1 56 83 85 09  
Email : clients@pulmomed.fr  
Internet : www.pulmomed.fr  
www.mucoclear.info

Fabriqué par :  
**PARI Pharma GmbH**  
Moosstraße 3  
D-82319 Starnberg  
E-mail: info@pari.de  
www.mucoclear.info

PARI Pharma  
Advancing Aerosol Therapies

