

Les Avantages du Produit:

- Fonctionnement silencieux
- Utilisation simple pour le patient
- Garanti 5 ans
- Entretien facile (par échange de modules)

oxy 6000

Concentrateur d'Oxygène

Made in Germany

niveau sonore très faible
35 db(A)

conception
modulaire

interface USB

CE 0197



pilotage par microprocesseur

filtres et fusibles d'accès
facile pour l'entretien

multi-capteur innovant

Références

Concentrateur oxy 6000

Réf 41-1000

comprenant :

concentrateur 41-1001

humidificateur 41-1502

connecteur 41-1504

lunette nasale 2m 41-1506

lunette nasale 5m 41-1507

mode d'emploi 41-1201

autres accessoires sur demande

Spécifications

dimensions : 535 x 203 x 520 mm

poids : 19,8 kg

alimentation : 230 V / 50 Hz

consommation : 350 W

fusibles externes : 2 x TT 2.5 AH 250 V

fusible interne : T 1.0 AL 250 V

température de fonctionnement : +10° - +40° C

température de stockage : -20° - +50° C

niveau sonore : 35 dB(A)

catégorie de dispositif médical : IIa

débit : 0 à 2 l/min par plages de 0,1

2 à 4 l/min par plages de 0,2

4 à 6 l/min par plages de 0,5

O2 : 1 à 4 l/min : 95 % - 3 %

4 à 5 l/min : 85 % +/- 3 %

5 à 6 l/min : 75 % +/- 3 %

alarmes : température, coupure électrique,

débit, concentration O2, capteur, système

filtre à particules : à l'arrière

filtre bactérien : derrière capot d'entretien

garantie : 30.000 heures ou 5 ans



Distribué par :

PulmoMed SARL

ZA du Petit Nanterre

11 avenue de l'île Saint-Martin

92737 Nanterre Cedex

Tél : +33 (0)1 56 83 85 00 Fax : +33 (0) 1 56 83 85 09

J.Fonseca@Pulmomed.fr

Bitmos
MEDIZINTECHNIK